
candit.com Newsletter Dezember 2002

Liebe candit - UserInnen

Mit dem Newsletter erhalten Sie aktuelle Informationen zu candit.com.

Übersicht:

- 1. Funktionsprofil**
- 2. Aktuelle Version candit-diagnostics 1.04.0001**
- 3. Aktuelles Manual**
- 4. Datenversand ohne ZIP**
- 5. Weitere Änderungen in 1.04.0001**
- 6. Tarife**
- 7. Bug in TestShell**
- 8. ScreenBlanker**
- 9. Kontakt / Verteiler**

1. Funktionsprofil

Zurzeit läuft ein Versuch mit einem Funktionsprofil. Dabei werden Daten aus verschiedenen Testverfahren kognitiven Funktionen und Teilfunktionen zugeordnet und auf einem separaten Profil dargestellt. Diese Form der Datendarstellung eignet sich besonders gut zur Kommunikation der Befunde. Ein Beispiel ist auf der Homepage www.candit.com dargestellt.

Mittelfristig ist geplant, dass wir Ihnen ein Programm zur Verfügung stellen können, mit dem Sie die Möglichkeit haben, zusätzlich zu den Resultaten der candit-diagnostics Verfahren auch andere Testresultate in das Profil zu integrieren. Wenn Sie also z.B. den Untertest „Bilder Ordnen“ aus dem HAWIE verwenden, können sie eine Teilfunktion mit dem Namen „Folgerichtiges Denken“ erstellen und diese der Funktion „Komplexe / exekutive Funktionen“ zuordnen. Sie müssen dazu nicht die Rohwerte, sondern die normierten Werte eingeben, welche dann umgerechnet werden in PR und T-Werte und in die einheitliche Profildarstellung einfließen.

2. Aktuelle Version candit-diagnostics 1.04.0001

Die Version 1.04.0001 beinhaltet die neue Lizenz und ist auch im neuen Jahr lauffähig.

Wenn Sie die CD nicht in den nächsten Tagen automatisch erhalten, diese aber beziehen möchte, senden Sie bitte eine Email an sales@candit.com. Die CD wird Ihnen dann umgehend zugestellt.

3. Aktuelles Manual

Die CD 1.04.0001 enthält auch das aktualisierte Manual (Stand 12/02). Weiterhin haben Sie auf das jeweils aktuellste Manual auch direkten Zugriff auf unserer Homepage (Members - Manual). Als BenutzerIn geben Sie ein: ???, als Passwort: ???.

4. Datenversand ohne ZIP

Weil ein bestimmtes Mailprogramm (nämlich Netscape Version 6) die cdt-Dateien in undurchschaubarer Weise so veränderte, dass wir die Daten nicht mehr entschlüsseln konnten, haben wir in die Vorversion von candid-diagnostics das automatische Zippen der Files eingebaut. Dadurch wurde die Handhabung etwas komplizierter, die Daten wurden aber fehlerfrei übertragen.

In der neuen Version Netscape 7 treten die genannten Probleme nicht mehr auf. Unser System versendet die Files deshalb wieder im cdt-Format. Dies ist einfacher und die Auswertungen können rascher erfolgen.

Wir gehen davon aus, dass keine BenutzerInnen mehr mit Netscape Version 6 arbeiten. Sollte dies trotzdem der Fall sein, müssen diese UserInnen die Files vor dem Versenden manuell in ein ZIP-File verpacken.

5. Weitere Änderungen in 1.04.0001

Verändern der Reihenfolge der Tests in der TestShell: Durch Drag-and-drop können die Ordner (und innerhalb der Ordner die einzelnen Tests) in einer beliebigen Reihenfolge organisiert werden. Einschränkung: Die Ordner und Dateien können immer nur nach ganz oben verschoben werden, so dass man mit jener Datei beginnen muss, welche am Schluss zuunterst sein soll.

Eigene Sets Paper-and-Pencil Tests: In der Eingabeoberfläche der Paper-and-Pencil Tests können eigene Sets erstellt werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie „Paper and Pencil“ - Tests.
2. Klicken Sie auf „Datei - Benutzer - Neues Set“.
3. Geben Sie einen Namen für das neue Set ein.
4. Klick auf „Datei - Benutzer - Bearbeiten der Sets“
5. Ziehen Sie die gewünschten Files in das neue Set.
6. Die Einstellungen werden mit „Datei - Ende“ gespeichert.

Warntöne: generell werden die Windows-Systemeinstellungen übernommen. Wer alle Warntöne abschalten möchte, kann dies in der Systemsteuerung so einstellen.

6. Tarife

Die Tarife bleiben auch im neuen Jahr unverändert. Wir möchten noch einmal an die Möglichkeit von Pauschaltarifen aufmerksam machen. Wenn Sie daran interessiert sind, senden Sie eine Anfrage an sales@candit.com, damit wir Ihnen einen Vorschlag für eine Jahrespauschale machen können.

7. Bug in TestShell 1.04.0001 (und kleiner).

Die TestShell in Version 1.04.0001 (und kleiner) hat einen Bug (Fehler). Wird die TestShell durch Klick auf das kleine Kreuz rechts oben geschlossen, wird die Liste der verfügbaren Testmodule gelöscht. Deshalb die TestShell immer mit „Untersuchung - Beenden“ abschliessen. Ab Version 1.04.0002 ist der Bug behoben.

Wenn die Liste bereits gelöscht worden ist, gehen Sie wie folgt vor:

Löschen Sie im Explorer das folgende File:

C:\Programme\Candit\Test\tvv.ser.

Die Liste wird beim nächsten Programmstart automatisch wieder hergestellt.

Wenn Sie auf Version 1.04.0002 upgraden möchten, senden Sie eine Email an sales@candit.com.

8. ScreenBlanker

Bei **Referaten**, bei denen ein Video - Beamer eingesetzt wird, ist es immer wieder ein Ärgernis, dass das Bild nicht vorübergehend ausgeschaltet werden kann, ohne dass der Beamer die Videoquelle anschliessend wieder suchen muss.

candit.com ScreenBlanker löst dieses Problem auf einfache Weise. Durch die Aktivierung des ScreenBlankers bleibt der Beamer zwar mit dem Notebook verbunden, auf der Projektionsfläche ist aber nichts sichtbar. Durch die Deaktivierung des ScreenBlankers erscheint das Bild sofort wieder. So kann ohne Verzögerung abgewechselt werden zwischen einer Projektion durch den Beamer und der Präsentation von Folien mit einem Hellraumprojektor auf die gleiche Projektionsfläche.

Nützlich ist der ScreenBlanker auch beim **computergestützten Testen**, damit der Bildschirm zwischendurch (z.B. während der Durchführung von Paper and Pencil Tests) nicht ausgeschaltet

werden muss. Nach Deaktivieren des ScreenBlankes ist das Bild sofort wieder da.

Kosten: Der ScreenBlanker kostet 30 Euro / 30 Dollar / 45 Franken pro Lizenz. Wenn Sie den ScreenBlanker beziehen möchten, senden Sie eine Bestellung an sales@candit.com. Bitte angeben: Name, Adresse, Anzahl gewünschter Lizenzen, Email. Sie erhalten dann das Passwort, mit dem Sie das Programm (ca. 6 MB) nach dem Download von www.candit.com entzippen können. Wenn Sie das Programm auf CD beziehen möchten, verrechnen wir zusätzlich Material- und Versandkosten von 5 Euro / 5 Dollar / 7.50 Franken. Die Kosten werden Ihrer nächsten Monatsrechnung belastet. Sie können auch per Kreditkarte bezahlen <http://order.kagi.com/?JVX>.

9. Kontakt / Verteiler

Bei **Fragen oder Anregungen** kontaktieren Sie uns bitte, am Besten via E-Mail (info@candit.com). Wenn Sie mit uns persönlich sprechen möchten, rufen Sie unsere Hotline an, aus der Schweiz: 078 8156800, aus dem Ausland: 0041 78 8156800 (Mobiltelefon, keine zusätzlichen Supportgebühren).

Wenn Sie aus dem **Verteiler** des candit.com Newsletters gestrichen werden und keine weiteren Informationen zu den Programmen erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte mit (E-Mail an sales@candit.com).

Freundliche Grüsse,

candit.com

Hans Jürg Casal / Andreas Häuptli / Etienne Perret